


TIGGES / T-FLEX

Modulares Orthesensystem

mit therapeutisch korrekter Abschulung
und variablem Auf-/Abbausystem



TIGGES innovative Modul-Orthesen



Patent und
Gebrauchsmusterschutz

TIGGES / T-FLEX

Modulares Orthesensystem

BWS-Orthese zur Aufrichtung
und Entlastung **mit Aufbauoption**

TIGGES-Thorax

	schwarz	haut
Art.-Nr.	63.115	63.119
HMV-Nummer	23.13.01.1001	



- effektiv
- schnell
- passgenau

Orthese zur Entlastung
und/oder Korrektur
der LWS/BWS
in Sagittalebene
mit Mobilisierungs-
funktion

TIGGES-Dorso

Art.-Nr.	schwarz	haut
normal	63.235	63.239
tailliert	63.735	63.739
HMV-Nummer	23.15.02.1001	



Die **Module**

Orthese zur Entlastung und/oder Korrektur
der LWS/BWS **in Sagittal- und Frontalebene**
mit Mobilisierungsfunktion

T-FLEX TL

Art.-Nr.	schwarz	haut
normal	61.235	61.239
tailliert	61.735	61.739
HMV-Nummer	23.15.02.2001	



4-Stufen-
Therapie

Flexionsorthese
mit Mobilisierungsfunktion

T-FLEX

Art.-Nr.	schwarz	haut
normal	81.225	81.229
tailliert	81.425	81.429

HMV-Nummer 23.14.02.2001

L1-S1

3-Stufen-
Therapie

**Überbrückungs-
orthese** mit Mobi-
lisierungsfunktion

T-FLEX B

Art.-Nr.	schwarz	haut
normal	83.225	83.229
tailliert	83.425	83.429

HMV-Nummer 23.14.02.1001

L1-S1

z. Zt. als Modul-Orthese
nur zur therapeutisch
korrekten Abschulung

Lumbalstützorthese
mit Mobilisierungsfunktion

Lumbalstützorthese

L2-S1

z. Zt. als Modul-Orthese
nur zur therapeutisch
korrekten Abschulung

Wirbelsäulenbandage
mit flexibler Gliederpelotte
und Zugelementen

Lumbalbandage mit Pelotte

L4-S1

des Baukastensystems

	Module												
	LWS-Miederunterteil	LWS-Miederoberteil	BWS-Mieder	Unterstützungsgurt	Stabilisierungsbügel	4er Pelotte	Elemente 6er Pelotte	Delordosierungselement	Rahmenspannen	Federstahlsäbe oben/unten	Federstahlsäbe starr	Bauchpelotte	Adapter / Abpolsterungen
TIGGES-Thorax			●		●								
TIGGES-Dorso	●		●		●	●		●					
T-FLEX TL	●		●	●	●	●		●	●	●			●
T-FLEX	●	●		●		●	●		●	●	●	●	
T-FLEX B	●	●		●		●			●	●	●		
Lumbalstützorthese	●	●		●		●	●						
Lumbalb. mit Pelotte	●			●		●							

z. Zt. als Modul-Orthesen nur zur therapeutisch korrekten Abschulung

Größen: 1 – 6 (Leibweite: 75 cm bis 135 cm), I + II (Brustweite: 70 – 130 cm)

Ein einzigarTIGGES Konzept

✔ effektiv

- wissenschaftlich belegte signifikante Wirksamkeit
- funktionelle Mobilisierung durch therapeutisch korrekte Abschulung
- bedarfsgerechte variable Versorgung durch Auf-/Abbauoptionen

✔ schnell

- mobile Sofortversorgung durch Modulbausteine
- Halbfertig-Orthesen für sofortige Montage „vor Ort“
- extrem kurze Lieferzeiten des Herstellers

✔ passgenau

- individuell exakt einstellbare Höhen
- maßgenauer Sitz durch Doppelmieder-System
- gewebtes abänderbares Textilmaterial mit hoher Kompression

TIGGES innovative Modul-Orthesen)

TIGGES-Zours GmbH Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
 D-45525 Hattingen Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
 Am Beul 10 E-Mail tigg@zours.de
 Internet www.t-flex.de

